





# Create it

Prezado Cliente,

Tenho o prazer de lhe apresentar as últimas ofertas da NSK Dental Spain para a temporada de outono.

À medida que entramos no outono e em toda a sua beleza natural, é essencial concentrarmo-nos na proteção e na manutenção da beleza natural dos sorrisos. Por isso, um dos principais focos da NSK Dental Spain é a Higiene Oral.

Dentro da nossa ampla gama de produtos, gostaríamos de destacar especialmente a mais recente adição à nossa linha de higiene oral: o novo Varios Combi Pro 2, que se destaca pelas suas características exclusivas e de alta tecnologia. Entre as suas diversas melhorias, temos o orgulho de disponibilizar aos profissionais e pacientes uma solução que combina o melhor tratamento possível com o conforto e a inovação tecnológica que a NSK incorpora em todos os seus produtos.

Juntamente com o nosso Varios Combi Pro 2, também estamos a lançar dois novos contra-ângulos, o Z99L e o M94L, que reúnem toda a qualidade e capacidade de corte que caracterizam a NSK, com uma durabilidade ainda maior. Além disso, apresentamos quatro novas pontas cirúrgicas ultrassónicas Maxi Reach.

Retomando o nosso foco na Higiene Oral, queremos também apresentar outra novidade empolgante: o lançamento da nossa estrutura M.I.T. (Terapia Minimante Invasiva). Na NSK, queremos ajudá-lo a ser a sua melhor versão. Estamos ao seu lado oferecendo as ferramentas necessárias, sempre baseadas nas recomendações mais avançadas do setor médico e científico, para que possa proporcionar o melhor tratamento aos seus pacientes e preservar os belos sorrisos que passam pelo seu consultório todos os dias.

O nosso compromisso com a manutenção e a renovação não se limita apenas aos cuidados com os sorrisos. Valorizamos também a importância de cuidar daquilo que nos faz sentir bem e transmitir confiança. Sabemos o quanto é essencial contar com um serviço pós-venda mais rápido, eficiente e centrado no cliente, por isso seguimos aprimorando continuamente nosso processo de gestão de reparações.

Convidamo-lo a explorar o nosso catálogo e desejamos uma maravilhosa temporada de outono. A nossa equipe comercial está à sua disposição para fornecer mais informações sobre as ofertas e produtos da NSK.

A NSK Dental Spain está ao seu lado.

Fernando Valenzuela Managing Director NSK Dental Spain

# **Turbinas**

## Ti-Max Z

TURBINAS DE TITÂNIO COM LUZ

- Cabeça com ângulo de 100° Corpo de titânio com DURAGRIP Rolamentos de cerâmica
- Óptica de vidro Celular Sistema de Push Button Spray Quattro Sistema de cabeça limpa Quick Stop Microfiltro DYNAMIC POWER SYSTEM DURAPOWER CHUCK Fácil substituição do cartucho





#### POTÊNCIA 44W

- Velocidade: 280.000-360.000 min-1
- Tamanho da cabeça: ø12,1 x Al 12,7 mm

Conexão NSK Z990L REF. PA2373

Conexão KaVo® MULTIflex® **Z990KL** REF. PA2375



• Potência: 41W

• Velocidade: 320.000-400.000 min<sup>-1</sup>

• Tamanho da cabeça: ø10,6 x Al 10,8 mm

Conexão NSK Z890L REF. PA2372

Conexão KaVo® MULTIflex®

**Z890KL** REF. PA2374

#### PEQUENO TAMANHO, ENORME OPERACIONALIDADE

- Potência: 20W Velocidade: 380.000 450.000 min<sup>-1</sup> Tamanho da cabeça: Ø9,0 ~ Al 10,8 mm Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular Rolamentos de cerâmica Clean Head System Para brocas standard e mini Sistema Push Button
- Spray Quattro 3X-Power System Quick Stop Fácil substituição do cartucho





Conexão NSK **Zmicro PTL** 

RFF PA2357

Conexão KaVo® MULTIflex® **Zmicro KL** REF. PA2358

## **Turbinas**

## S-Max M

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM LUZ

#### POTÊNCIA 26W


- Clean Head System (Anti-retorno)
- Potência: 26W
- Tamanho da cabeça: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidade: 325.000~430.000 min-1
- Corpo de Aço Inoxidável
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa
- Substitução do rotor pelo próprio utilizador





Conexão NSK M900L REF. P1254

Conexão KaVo® MULTIflex® M900KL REF. P1258



OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

**869€**\*



M900KL + M900KL



**ACOPLAMENTOS** · Válvula Anti-Retorno





Acoplamento para instrumentos NSK PTL-CL-LED REF. P1001600



Acoplamento para instrumentos KaVo® **KCL-LED** REF. P1005600

## Tarifa Fixa Série S-Max M

Ser original não tem preço. Mantenha-se original, por apenas 199€



#### **TARIFA FIXA NSK**

A Sua turbina **S-Max Série M** como nova, devido a campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas € 199\* (mão de obra incluída).





## **Turbinas**

## Pana-Max2

TURBINAS DE ACO INOXIDÁVEL SEM LUZ

#### POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamanho da cabeça: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substitução do rotor pelo próprio utilizador



Conexão NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211

**339€**\*

Conexão KaVo® MULTIflex® Pana-Max2 KV
REF. P1212

**339€**\*

## Pack Pana-Max2 M4

#### POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Válvula Anti-Retorno
- Tamanho da cabeça: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substitução do rotor



## OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4 509€\*

**2 TURBINAS DO MESMO MODELO** 

## Tarifa Fixa Pana-Max2

Ser original não tem preço. Mantenha-se original por apenas, 179€\*



# 9

#### **TARIFA PLANA NSK**

A Sua turbina **Série Pana Max2** como nova, devido a campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas € 179\* (mão de obra incluída).





## **Kit Premium PLUS**





## **Kit Superior PLUS**





## **Micromotores**

#### **M40 XS**

MICROMOTOR ELÉTRICO COM LUZ



MICROMOTOR ELÉTRICO SEM LUZ



#### Com Luz

#### M40 XS

REF. E1135051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor elétrico Ultracompacto
- Corpo em titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de água interno

1.315€\*



#### Sem Luz

M40N XS

REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor elétrico Ultracompacto
- Corpo em titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- · Spray de água interno

#### **S-Max M205**

MICROMOTOR PNEUMÁTICO SEM LUZ

## VIVA MATE G5

MICROMOTOR AUTÓNOMO COM LUZ

• Bateria até 2 horas de autonomia

#### Sem Luz

S-Max M205

REF. M1007

- · Sistema Anti-Retorno
- O Mais Pequeno e Leve do Mundo
- Velocidade máxima: 25.000 min-1
- Rotação direita/esquerda • Spray de água interno



**VIVAMATE G5** REF. Y1002801



## NOVO

## Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Quatro Spray (2 modos: Jato e névoa)
- Velocidade Máxima: 200.000 min-1
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Microfiltro



#### SPRAY SWITCH





#### **ERGONOMIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO**



#### CABEÇA ANGULADA A 100°



Projetada levando em consideração as curvas anatómicas naturais da cavidade oral (Curva de Spee e Curva de Wilson), permitindo um corte de alto torque para um tratamento mais eficiente.

#### **SPRAY SWITCH**



A função de dupla irrigação permite que os profissionais alternem facilmente entre o modo jato e o modo névoa. O modo jato (sem ar de chip) reduz o risco de enfisema subcutâneo durante procedimentos invasivos, enquanto o modo névoa oferece um resfriamento potente para evitar danos térmicos.

#### SISTEMA ANTI AQUECIMENTO



As peças de mão de velocidade ultra-alta requerem tecnologia avançada para gerir a formação de calor na cabeça da peça de mão. O nosso design exclusivo da cabeça ajuda a limitar a geração de calor e dispersa o calor gerado durante o tratamento. A disposição optimizada das engrenagens e a configuração dos rolamentos da Z99L reduziram o risco de geração de calor durante o funcionamento.

#### **DURAPOWER CHUCK**



O DURAPOWER CHUCK da NSK proporciona uma aderência mais consistente e potente, reduzindo o risco de deslizamento da broca em comparação com os modelos convencionais. A tecnologia proprietária da NSK cria um "efeito de cunha" que melhora o desempenho do mandril e foi concebida para agarrar firmemente a broca, evitando o deslizamento durante a utilização.

## Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System **(Anti-Retorno)** Corpo de titânio com DURAGRIP resistente a riscos Fibra de Vidro Celular Sistema de Push Button Microfiltro









**Z25L** 

REF. C1038

- Spray Switch / Spray simples
- Para brocas CA (ø2,35)\*
- Velocidade Máx: 40.000 min<sup>-1</sup>





Z45L


REF. C1064

- Spray Switch / Spray Quattro
- Para brocas FG (ø1,6)\*
- Velocidade Máx: 168.000 min<sup>-1</sup>

## Ti-Max X

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO

- Clean Head System (Anti-Retorno) Corpo de Titânio com DURACOAT resistente a riscos Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button Microfiltro











## X95L

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade Máx: 200.000 min<sup>-1</sup>

Sem Luz 1:5

X95 REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade Máx: 200.000 min<sup>-1</sup>

X25L

- RFF C601
- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)\* • Velocidade Máx: 40.000 min-1

Sem Luz 1:1 X25

REF. C611

- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)\*
- Velocidade Máx: 40.000 min-1

## NOVO

## S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Quatro Spray
- Velocidade Máxima: 160.000 min-1
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica





Com Luz 1:4
M94L
REF. CA1317

## OFERTA 1 + 1

**M94L** 



1.079€\*

2.540€



2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO



#### AUMENTO DE TORQUE DE 24% & DURABILIDADE



Para alcançar um corte mais eficiente, o torque foi aumentado em 24%. Isso não apenas reduz o tempo de tratamento, como também minimiza a carga para o paciente. A vida útil foi aprimorada em 2,7 vezes, tornando-o altamente adequado para lidar com a alta dureza do óxido de zircônia, ao mesmo tempo em que oferece excelente resistência ao desgaste. Mesmo com uso prolongado, proporciona um desempenho estável.

\* Em comparação com o nosso modelo atual

#### TRANSMISSÃO 1:4



O design da marcação da transmissão foi redesenhado em relação aos modelos da Série S-Max M. Este novo design destaca a nova transmissão do contra-ângulo S-Max M94L (1:4), garantindo uma identificação rápida e clara deste contra-ângulo.

#### **CLEAN HEAD SYSTEM**



O sistema Clean-Head possui um mecanismo que impede a aspiração reversa de sangue, fluidos orais e corpos estranhos para o interior da cabeça do instrumento. Além dos evidentes benefícios higiénicos, isso também protege os rolamentos e os componentes mecânicos contra esses fatores externos.

## S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

• Clean Head System (Anti-retorno) • Sistema Push Button • Rolamentos de cerâmica







**M95** REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min-1
- Para brocas FG (ø1,6)



M95L REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min-1
- Para brocas FG (ø1,6)



M95

+

M95

879€\*

<del>1.918€</del>\*



**M95L** 

+

M95L

1.079€\*

<del>2.540€</del>°







M 25 REF. C1027

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min-1
- Para brocas CA (ø2,35)



Com Luz

z 1:1

M25L REF. C1024

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min-1
- Para brocas CA (ø2,35)

## OFERTA 1 + 1

**M25** 



**M25** 

**679€**\*

1440€

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

**M25L** 



**M25L** 

879€

<del>1.912€\*</del>



PEÇA DE MÃO





Sem Luz 1:1 M65

REF. H1008

**419€**\*

# Manutenção

## iCare + M25

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICAS

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões intra (para contra-ângulos)
- Volume de solução programado segundo o tipo de peça de mão (alta ou baixa velocidade)
- Limpeza e lubrificação em profundidade com um funcionamento simples
- Função de limpeza do sistema de fixação que garante uma limpeza e lubrificação completa





## **Pana Spray Plus**

- Pana Spray Plus limpa e lubrifica internamente todos os instrumentos rotatórios
- Para turbinas, contra-ângulos, peças de mão e micromotores pneumáticos
- Lubrificante especial com álcool e silicone

A utilização diária do **Pana Spray Plus** aumenta a durabilidade das suas peças de mão. Lubrifique as suas peças entre utilizações e antes de cada ciclo em autoclave



Manutenção Pana Spray Plus REF. Z182100

• 1 x 500 m

23,39€\*

## Manutenção

A NSK recomenda a limpeza e lubrificação cuidadosa das peças de mão após cada procedimento clínico e sempre antes da esterilização. Para facilitar esse processo e garantir resultados consistentes, podem ser utilizados sistemas automáticos como o iCare da NSK, que otimizam a limpeza e a lubrificação. Em seguida, recomenda-se a esterilização em autoclaves como o iClave plus, que asseguram um ciclo seguro, eficiente e em conformidade com os mais altos padrões de higiene. Esse protocolo contribui para prolongar a vida útil do instrumental e manter um ambiente clínico seguro tanto para o profissional quanto para o paciente.



## **Autoclaves**

## iClave plus


AUTOCLAVE DE CLASSE B COM TECNOLOGIA DE VANGUARDA

#### MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

O seu exclusivo sistema de aquecimento do tipo calor adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara evitando danificar os instrumentos.

Câmara de 18 litros de capacidade com um volume útil equivalente a uma autoclave de 24 litros.

Câmara de cobre para uma maior eficácia térmica. Possui uma condutividade térmica superior a 25% em comparação com as câmaras de aco.



#### iClave plus REF. Y1003077

• Autoclave de clase B (conforme a norma EN 13060)

**3.499€**\*







**Ergonómico:** o sistema de bandejas especiais permite introduzir um maior número de peças



Rápido e seguro: a sua câmara de cobre apresenta uma alta condutividade térmica em todo o tanque e portanto os ciclos são mais rápidos e com um menor consumo energético.



**Silencioso:** ciclos de esterilização rápidos e silenciosos para a sua clínica.

## **Purity**

PURIFICADOR DE ÁGUA DE OSMOSE INVERSA

#### Purity

REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para o processo de esterilização

**1.149€**\*





Utilizar água de grande qualidade é essencial para melhorar o processo de esterilização. Equipamento de produção automática de água com função de dessalinização.

## **Newseal Plus**

TERMO-SELADORA

#### **Newseal Plus**

REF. Z1279001

- Sela as bolsas de forma automática
- Selagem auto-ajustável de 12 mm
- Sinal visual e acústico da termoselagem
- Lâmina retráctil Suporte para rolos

**579€**\*



## **Surgic Pro2**

MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

#### **Surgic Pro2 LED**

REF. Y1004195

#### O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo Surgic Pro2
- Pedal de controlo sem fios FC-81
- Micromotor **SGL80M**
- Contra ângulo 20:1 X-SG20L
- Tubo de irrigação (pack de 3) e outros acessórios

#### Surgic Pro2

REF. Y1004196

#### O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo Surgic Pro2
- Pedal de controlo sem fios FC-81
- Micromotor **SG80M**
- Contra ângulo 20:1 SG20
  Tubo de irrigação (pack de 3) e outros acessórios



Faça scan ao código QR para mais informação

#### POTÊNCIA ATÉ 80 Ncm



#### OPERACIONALIDADE - SEGURANÇA - CONECTIVIDADE

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença. O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.

Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.



Operacionalidade melhorada devido ao micromotor novo e mais compacto. Centro de gravidade mais perto da cabeça do contra ângulo: mais conforto, menos fadiga.



Display sensível e seguro devido à nova tela plana fácil de limpar. O painel táctil inteligente foi projetado para ser responsivo ao usar luvas cirúrgicas.



Luz LED com cor de alta resolução que permite ver o sangue e as gengivas como se tivessem luz natural e, portanto, proporciona maior visibilidade durante cada procedimento, gerando um mínimo de calor.



Silêncio e suavidade devido à nova bomba de irrigação, que fornece um fluxo de irrigação constante enquanto se adapta perfeitamente ao design compacto do dispositivo.




Maior precisão de torque. O Sistema de Calibração Avançada AHC da NSK oferece segurança máxima na colocação de implantes.



Precisão e controlo para melhorar as decisões no momento de realizar a carga num implante. Principalmente naqueles tratamentos de carga imediata ou pacientes de alto



Conexão sem fios com vários dispositivos, como o VarioSurg 4, o Osseo100+, o pedal de controlo sem fio e o iPad, para melhorar significativamente o alcance dos tratamentos cirúrgicos.



Pedal de controlo sem fio, 400g mais leve que o modelo anterior. Com as funções de seleção de fluxo de irrigação, seleção de programa, direção de rotação e velocidade de rotação. Além disso, o pedal pode ser personalizado ao gosto de cada profissional.

## **Surgic Pro2**

MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA





# **Surgic Pro**

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGIA

#### Surgic Pro LED

REF. Y1003586

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor com luz **SGL70M**
- Pedal de controlo FC-78
- Contra ângulo com luz **X-SG20L** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Surgic Pro

REF. Y1003587

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor sem luz **SG70M**
- Pedal de controlo FC-78
- Contra ângulo sem luz **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios



POTENTE · SEGURO · PRECISO

## **SURGIC PRO**

## **Surgic Pro\*\***

+ SG20 x3

Contra ângulo sem luz SG20 (Redução 20:1)

2.999€\*

7.315€<sup>°</sup>



## **Surgic Pro\*\*\***

+ SG20

SG20 Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)

+ X-SG93

Contra ângulo sem luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65

Peça de mão sem luz (Transmissão direta 1:1)

2.999€\*

7146€



## OPÇÃO 2

\*\* 1 contra ângulo de série + 2 contra ângulos do mesmo modelo

\*\*\* 1 contra ângulo de série + 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

## **SURGIC PRO LED**

## Surgic Pro LED\*\*

+ X-SG20L x3

Contra ângulo com luz (Redução 20:1)

3.999€\*

9.913€

## OPÇÃO 1

## Surgic Pro LED\*\*\*

+ X-SG20L

Contra ângulo com luz (Redução 20:1)

+ X-SG93L

Contra ângulo com luz (Multiplicador 1:3)

+ X-SG65L

Peça de mão com luz (Transmissão direta 1:1)

3.999€\*

9.628€\*

## OPÇÃO 2

- \*\* 1 contra ângulo de série + 2 contra ângulos do mesmo modelo
- \*\*\* 1 contra ângulo de série + 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais





## Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEOINTEGRAÇÃO

Osseo 100 mede a estabilidade do implante e a osteointegração para auxiliar a tomada de decisão sobre quando carregar o implante, uma questão especialmente importante quando se utilizam protocolos com períodos de tratamento mais curtos ou quando se trata de pacientes de alto risco. O simples procedimento que mede o ISQ permite planificar com antecedência o momento de carga do implante.

#### **VALOR ISQ**





#### **PROCEDIMENTO EM 3 PASSOS**



FIXAÇÃO

O MulTipegTM é fixado ao implante. Enrosca-se sem esforço na rosca interna do implante (aproximadamente 6-8 Ncm de torque).



**2**MEDIÇÃO

É gerado um valor de ISQ que é mostrado no visor. Este valor reflete o nível de estabilidade na escala ISQ universal de 1 a 99. Quanto mais elevado for o valor do ISQ, mais estável é o implante.



3 AVALIAÇÃO

Por meio de medições adicionais durante o período de cicatrização, é possível monitorar o desenvolvimento da estabilidade do implante, o que proporciona confiança e suporte na decisão de quando proceder com a carga final. Quanto maior o valor de ISQ, maior a estabilidade.

# MulTipeg™

#### REUTILIZÁVEL

- Compatível com os principais sistemas de implantes\*
- Titânio de longa durabilidade que não danifica os tecidos
- Esterilizável em autoclave aproximadamente 20 vezes
- Adaptação óptima à plataforma do implante
- Calibração standard ISQ







\* Existem diferentes modelos de MulTipeg $^{\text{TM}}$  que se adaptam aos diferentes sistemas e modelos de implantes. Consulte a lista actualizada indicada pelo fornecedor.

## **iSD900**

CHAVE PROTÉTICA SEM FIOS

#### iSD900

REF. Y1001358

- Compatível com os principais sistemas de implantes
- Com calibração de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 e 40 Ncm
- Velocidade de 15, 20 ou 25 min<sup>-1</sup>

**1.299€**\*



## VarioSurg 4 + SG12

SISTEMA ULTRASSÓNICO DE CIRURGIA ÓSSEA

#### COM DUPLA LUZ





#### Inclui:

- Unidade de controlo
- Peça de mão LED com cabo de 2m
- Pedal de controlo FC-86
- Cassete de esterilização
- Suporte para peça de mão
- Tubo de irrigação (3 uds.) e outros acessórios
- Kit Básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e suporte de pontas)

NOVA Ponta SG12

#### Características:

- 25W de potência
- 3 modos: CIRURGIA, ENDO, PERIO
- Modo Burst selecionável (3 frequências)
- 9 programas (CIRURGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidade da luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retro alimentação
- Função de sintonização automática
- Função de conexão variável

#### Kit básico H-S Pontas





#### **NOVA Ponta SG12**



POTENCIA SURG 100%

**SG12** 

ZT02010001 REF. Z1279001

- Revestimento de TiN
- Marcação a 6, 8 e 10 mm da lâmina
- 18 dentes; 0,35 mm de espessura

VarioSurg 4

## **NOVAS**

## **Pontas Maxi Reach**



POTÊNCIA SURG 80%

M-RE2 REF. Z305715

- Revestimento TiN
- 11 dentes; 0,6 mm de espessura

<del>273€\*</del>

POTÊNCIA SURG 80%

M-ST1

- REF. Z305713
- Revestimento TiN
- 3 dentes; 0,6 mm de espessura

POTÊNCIA SURG 80%

M-OC1R

- REF. Z305709
- Revestimento TiN
- Marcação a 2 mm da lâmina
- Ponta curvada à direita / esquerda\*
- 3 dentes; 0,6 mm de espessura

POTÊNCIA SURG 80%

M-OC1L

REF. Z305710

- Revestimento TiN • Marcação a 2 mm da lâmina
- Ponta curvada à direita / esquerda\*
- 3 dentes; 0,6 mm de espessura

\* A direção da curvatura da ponta é definida de acordo com a vista anterior da mesma.

# **Pack Pontas VarioSurg**







## OFERTA

Pode escolher 3 pontas Vario Surg de qualquer modelo. Desconto equivalente ao valor da ponta mais barata. [Oferta não aplicável a kits de pontas]

## **Surgic Pro2 × VarioSurg 4**

DOIS DISPOSITIVOS. UMA SOLUÇÃO. POTÊNCIAL ILIMITADO.







O desenvolvimento do sistema de cirurgia óssea por ultrassons VarioSurg continua com a introdução do VarioSurg 4. Com tecnologia ultrassônica pioneira de alta potência e uma ampla gama de pontas para diversos procedimentos, o VarioSurg 4 permite uma extração e conformação ósseas rápidas e complexas.

Minimiza o dano aos tecidos moles circundantes e reduz a invasividade em comparação com serras ósseas convencionais. Com novas vantagens, como a integração do pedal sem fio, compatibilidade com o Surgic Pro2 e um design refinado e elegante, o VarioSurg 4 está preparado para superar as expectativas dos clínicos e criar um ambiente sem stress.





## Peças de Mão









comprimento **819€**\*

1.152€\*

com 25mm de









SGA-E2S

REF. H265

• Ângulo de 20°

**1.029€**\*

# Peças de Mão

MICRO SERRAS







## Tubos de Irrigação

Tubos de Irrigação REF. Y900113

• Conjunto de 5 tubos

**46,29€**\*





#### **SURGIC PRO**

Bomba de irrigação avançada

A bomba tem um sistema de tubos de irrigação muito simples de instalar e o seu funcionamento é extremamente silencioso. Compatível com: Surgic Pro, Surgic Pro2 e VarioSurg 4.

## SGX-E20R

PEÇA DE MÃO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



SOLUÇÃO SIMPLES E EFICIENTE PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS E PTERIGOIDEOS

#### Sem Luz 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidade máx.: 2,000 min-1
- Torque máx.: 50 Ncm
- Bloqueio de Mandril por Anel
- Peça Angulada
- Irrigação Externa
- Para Osteotomia/ inserçao de implantes Zigomáticos e Pterigoideos para cirurgia Maxilofacial / cirurgia oral

**1.369€**\*

# Contra Ângulos

REDUÇÃO 20:1



Com Luz 20:1
X-SG20L

1.139€



Sem Luz 20:1

**SG20** REF. C1010

**789€** 

#### DESMONTÁVEL



X-DSG20L REF. C1068

Desmontável

**1.229€**′



Sem Luz 20:1

X-DSG20

REF. C1067

• Desmontável

**999€**°



Sem Luz 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

• Indicador de profundidade

**699€**\*

# Contra Ângulos

ALTA VELOCIDADE



1.608€\*



Sem Luz 1:3 X-SG93

REF. C1007

• Triplo spray

**899€**<sup>3</sup>

Com Luz 1:3

**Z-SG45L** REF. C1107

Triplo spray

**1.119€**\*



Sem Luz 1:3

**Z-SG45** REF. C1108

• Triplo spray

**959€**′

## **Plano Renove NSK**

## Atualize agora, tão fácil quanto 1, 2, 3!

Na NSK Dental, estamos comprometidos em oferecer as melhores soluções para que possa aproveitar produtos modernos, eficientes e sustentáveis. Por isso, apresentamos o nosso Plano Renove, um programa desenvolvido para facilitar a renovação dos seus dispositivos de forma económica e responsável.

Com o Plano Renove, poderá entregar o seu equipamento antigo e aproveitar um preço especial na compra de um novo. Este programa não só permite o acesso à mais recente tecnologia, design e funcionalidade, mas também contribui para a proteção do meio ambiente, pois trataremos adequadamente o reprocessamento ou reciclagem dos produtos que nos entrega.

Com o nosso Plano Renove, renovar nunca foi tão fácil, acessível e benéfico para si e para o planeta. Descubra como é fácil fazer esta mudança com a NSK!



### Como aproveitar a oferta?

Entre em contato com o seu distribuidor de confiança para solicitar a oferta.

Envie o seu equipamento antigo para a NSK Dental Spain juntamente com um formulário específico.

Aproveite o nosso desconto exclusivo.

## Precisão ilimitada

Velocidade e torque extremamente precisos para garantir a máxima segurança durante a operação.





## **Plano Renove NSK**

## **PLANO RENOVE Surgic Pro:**

#### Surgic Pro SEM LUZ

REF. Y1003587

#### O conjunto completo inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor **SG70M** sem luz
- Pedal de controlo FC-78
- Contra-ângulo SG20 (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (5 uds) e outros acessórios

**2.119**€\*



## **PLANO RENOVE** X-SG20L/SG20:





#### Com Luz 20:1

#### X-SG20L

REF. C1003

- Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner e Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- Velocidad Máx: 2.000 min<sup>-1</sup>



#### Sem Luz 20:1

**SG20** REF. C1010

- Corpo de aço inoxidável
- Porta-brocas Push Button
- Irrigação externa e interna (Kirschner y Meyer)
- Torque máx: 80 Ncm
- · Velocidad Máx: 2.000 min-1

## **PLANO RENOVE** Peças de Mão Série Varios

Série Varios 170, 370, 570, 970 e Varios Combi Pro

A série Varios incorpora as mais recentes inovações em tecnologia piezoelétrica. O motor iPiezo da NSK garante uma saída estável ao ajustar-se automaticamente à frequência ideal de acordo com a carga

As peças de mão da série Varios melhoram significativamente o acesso à cavidade oral, permitindo que o operador trabalhe com maior

#### VA2-LUX-HP

issin lie i

REF. E351050

<del>1.118€\*</del>



#### VA2-HP





## CARACTERÍSTICAS



#### **Ultrassons**

O nosso Varios Combi Pro2 está equipado com a primeira peça de mão de destartarizador ultrassónico do mundo – feita de titânio puro: resistente ao calor e a produtos químicos. A nossa peça de mão de destartarizador é acabada com o reconhecido DURAGRIP, utilizado na gama premium de peças de mão da NSK.



#### Auto-limpeza

O Varios Combi Pro2 dispõe de quatro modos de auto-limpeza que podem ser ativados (conforme necessário) após cada sessão com o paciente ou no final do dia.



#### Unidade e câmara independentes

A nossa unidade de pó foi concebida de forma única para ser independente da unidade principal. É construída para durar e de fácil manutenção – garantindo um fluxo de trabalho suave e sem interrupções na sua prática clínica diária.



#### Aquecimento da água

Tanto o destartarizador ultrassónico como a peça de mão de pulverização injetam água aquecida, garantindo maior conforto para o paciente.



#### Pedal multifunções sem fios

Coloque o pedal de controlo na posição mais conveniente para si, sem se preocupar com cabos ou limitações de comprimento. O pedal de controlo do Varios Combi Pro2 liga-se via Bluetooth® e permite uma utilização prática e sem preocupações.



#### Modo CLM

A limpeza do circuito de água no interior da unidade é simples, utilizando a nossa solução b.clean e a definição do modo CLM, tornando o Varios Combi Pro2 conforme aos requisitos europeus de reprocessamento. Como mecanismo de segurança adicional incorporado, a unidade é programada para impedir a utilização regular até que a solução química seja completamente drenada.



#### Bocal de jato para peça de mão Perio

Em resposta à procura dos clínicos, desenvolvemos um bocal de jato para a peça de mão Perio – para ser utilizado em tratamentos supragengivais. Para além do anterior bocal Perio, agora é possível direcionar com precisão a área adequada com este bocal de jato. Estes dois tipos de bocais Perio podem ser alternados consoante a aplicação desejada.



#### iCart Prophy2 com kit de garrafa de água

O nosso carro dedicado traz uma nova dimensão de facilidade de utilização e conveniência. Pode ser equipado com um sistema de abastecimento de água independente; assim, ao combinar o Varios Combi Pro2 com o iCart Prophy2, é possível tratar pacientes em ambientes onde a disponibilidade ou a qualidade da água externa seja uma preocupação.

## **Varios Combi Pro2**

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS

#### Conteúdo:

- Unidade de Controlo Varios Combi Pro2
- VA2-LUX-HP Ti
- VA2-LUX-SC Ti
- Câmara de Profilaxia Prophy-Chamber2
- Tubo de Profilaxia Prophy-Hose2
- Peça de Mão para Pó (Prophy)
- Pedal de Controlo Sem Fios
- Suporte
- Tubo de Ar
- Tubo de Água
- Cabo de alimentação de CA
- Conjunto de Garrafa de Irrigação
- Conjunto de Garrafa CLM
- G8, G16 e P20
- Pó FLASH pearl (300g)

#### Especificações:

- Dimensões: L 249 x P 290 x A 115 mm (incluindo as câmaras)
- Peso: 3,5 kg
- Fonte de alimentação: AC 220 240 V 50/60 Hz
- Frequência de funcionamento (ultrassons): 28 32 kHz
- Potência máxima (ultrassons): 11 W







## **Varios Combi Pro**

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS





# Contra Ângulos

REDUCÃO 4:1



Sem Luz 4:1





#### FX57m REF. C1054

- Corpo de Aço Inoxidável
- Com cabeça pequena para taças e escovas de enroscar



Sem Luz 4:1



#### X55

REF. C618

- Corpo em titânio Macico
- Mecanismo de bloqueio da ponta
- Spray de Água Simples

## **Escarificadores**

- Escarificador Pneumático
- Corpo de Titânio com DURACOAT
- Com anel de ajuste de potência para 3 níveis
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)





#### S970KL REF. T1013

- Conexão direta para Acoplamentos KaVo®
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

<del>1.664€\*</del>



Sem Luz

#### AS2000 M4

REF. T698

• Frequência de oscilação: 5.600~5.850 Hz

## Varios 970

ULTRASSONS MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
- **G** · Geral
- **E** · Endo
- P · Perio
- Dois depósitos de 400 ml cada
- Fácil conexão à rede de água da clínica
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16



VA970 LED REF. Y1004161

**1.729€**\*

Sem Luz VA 970 REF. Y1004160

**1.489€**\*

#### iPiezo engine®



## Varios 370

ULTRASSONS COMPACTO MULTIFUNCIONAL

- Três modos de seleção:
- **G** · Geral
- **E** · Endo
- P · Perio
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

#### Sem Luz VA370 REF. Y1001340

**769€**\*

UNIDADE PORTÁTIL ULTRA COMPACTA



iPiezo engine®

## **Pontas Ultrassons NSK**

VARIAÇÕES DE PONTAS PARA DESTARTARIZADOR ULTRASSÓNICO

A nossa gama diversificada, com mais de 70 tipos de pontas para destartarizador ultrassónico, torna o destartarizador adequado a uma vasta variedade de aplicações clínicas, incluindo tanto os cuidados preventivos e o tratamento de patologias dentárias.



Pode descarregar em PDF o Catálogo de Pontas:

# PERIO / MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO ENDODONTIA ENDODONTIA RETRÓGRADA

## **Pontas Varios**



## OFERTA 1 + 1

Na compra de qualquer ponta Varios receberá outra do mesmo modelo



# M.I.T. Terapia Minimamente Invasiva

#### **CONSULTA**



Avaliar factores de risco sistémicos:
Fatores sistémicos (por exemplo, diabetes e antecedentes familiares) e fatores relacionados ao estilo de vida (Ex: tabagismo, stress, situação familiar e profissional, alimentação e sono)

Análise / exame intraoral completo

Educação/ comunicação Analisar os próximos passos









PRODUTOS UTILIZADOS



Varios Combi Pro2



Prophy-Mate neo Peça de mão para jato de carbonato de cálcio (aeropolimento)



Perio Mate Powder, FLASH pearl, SOFT pearl



iProph

#### TRATAMENTO CIRÚRGICO (PERDA ÓSSEA)



#### Plano a sequir:

Se o paciente estiver estável Passo 4: Manutenção



#### Tratamento:

Antibióticos, remodelação óssea, regeneração óssea, enxertos ósseos, enxertos gengivais, extrações dentárias, implantes, correção da mordida.



#### Tipo de paciente:

respondedores.

Periimplantite, comprometimento periodontal severo, defeitos ósseos verticais, múltiplas lesões de furcação, perda óssea significativa, oclusão comprometida, múltiplos dentes ausentes, sítios não



PASSO 3





## Tipo de paciente:

Estabilizado / paciente controlado.

#### Tratamento:

Manutenção com pó periodontal. Acompanhamento contínuo dos fatores de risco locais e sistémicos. Educação contínua.

#### Plano a seguir:

Programar revisões a cada 3 meses. Um paciente periodontal nunca deixa de ser um paciente periodontal.





Surgic Pro2 & VarioSurg4







PRODUTOS UTILIZADOS



Varios Combi Pro2



Prophy-Mate neo Peça de mão para jato de carbonato de cálcio (aeropolimento)

A NSK ajuda-o a ser a sua melhor versão.

FONTES/REFERÊNCIAS: O protocolo de trabalho MIT baseia-se em: "Treatment of Stage IV Periodontitis: The EFP S3 Level Clinical Practica

CONTROLO / MANUTENÇÃO (TRATAMENTO SUPRAGINGIVAL)



Tipo de paciente: Manutenção / gengivite / paciente com periodontite Resultados esperados:

Controlo do biofilme oral.
Remoção de manchas.
Realização de uma limpeza
profissional mecânica da placa
(ao nível da coroa clínica).
Recuperação do controlo da
saúde oral. Educação do
paciente. Motivação e
incentivo a bons hábitos.

Tratamento:

**Depósitos moles:** Terapia com pós /

Instrumentação manual supragengival / iProphy **Depósitos duros:** Ultrassom piezoelétrico (scaler) Plano a seguir: Se estiver saudável: Agendar a próxima consulta de manutenção Se não estiver saudável: Fase 2 / Repetir Fase 1











Varios 970 Scaler ultrassónico



VA2-LUX-HP Ti Peça de mão ultrassónica



Pontas ultrassónicas G4, G8, G16



Ti-Max S970L Scaler pneumático



Pontas de scaler pneumático S3, S1

FASE ACTIVA DO TRATAMENTO SUBGENGIVAL



Passo 2: Continuar com o tratamento, ou Passo 4: Manutenção **Se está instável:** Passo 3: Intervenção cirúrgica

#### Tratamento:

Instrumentação subgengival. Cuidados com implantes: recomenda-se um tratamento de modalidade única. Preferencialmente, terapia com pós.

#### Tipo de paciente:

Periodontite, inflamação controlada, mucosite peri-implantar (sangramento em mais de um ponto), vermelhidão, supuração.













Pontas H-SGSR, 5060 & SG11



Contra-ângulo Ti-Max X-SG20L



Peça de mão VarioSurg4



Varios Combi Pro2



Varios 970 Scaler ultrassónico



VA2-LUX-HP Ti Peça de mão ultrassónica



Pontas para Scaler ultrassónico G16, P20, V-P10



Peça de mão Perio-Mate Powder



Perio Mate Powder



Ti-Max S970L Scaler a ar



Pontas para Air Scaler S20, S10



Perio-Mate



Perio Mate Powder, FLASH pearl, SOFT pearl



iProphy



Varios 970 Scaler ultrassónico



VA2-LUX-HP Ti Peça de mão ultrassónica




Pontas para Scaler ultrassónico G16. P20. V-P10



Ti-Max S970L Scaler pneumática



Pontas para Air Scaler S3, S20



## **Prophy-Mate neo**

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão direta à mangueira M4 e B2)
- Acoplamento simples e rápido
- · Desenho leve e flexível







#### **TECNOLOGIA E FUNÇÃO**



Acoplamento simples e instantâneo



Pontas de 60° e 80° facilmente substituíveis



Com as boquilhas paralelas originais da NSK garante-se um desempenho superior

## **Novo SOFT pearl**

PÓ PARA O TRATAMENTO SUPRA GENGIVAL



O novo pó para limpezas, SOFT pearl está recomendado para todo o tipo de manchas e descolorações; com especial eficácia em manchas leves a moderadas.

#### SOFT pearl

REF. Y1500721

- Solubilidade ideal e retardada em água
- Tamanho das partículas: 65 micras
- Aplicação Supra gengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 4 frascos de 250g

## **FLASH** pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO SUPRA GENGIVAL



Pó de limpeza com pérolas de cálcio, FLASH pearl, para uma limpeza em profundidade sem danificar a superfície do dente.

#### FLASH pearl

- Tamanho partículas: 54 micras
  Aplicação: Supra gengival
  Material: Carbonato de cálcio

- Livre de flúor
- 4 frascos de 300g

## **Perio-Mate**

PARA ELIMINAR O BIOFILME SUPRA E INFRA GENGIVAL

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão directa à mangueira M4 e B2)
- Para tratamentos de bolsas periodontais e peri implantites
- A peça de mão gira 360°








#### **TECNOLOGIA E FUNÇÃO**



Ponta inovadora



Livre rotação de 360º



Ajuste do volume de fluxo do pó

## **Perio-Mate Powder**

PÓ PARA TRATAMENTOS SUBGENGIVAIS



Pó de limpeza, Perio-Mate Powder. Para uso sub e supragengival para um resultado de trabalho bom e favorável

#### Perio-Mate Powder

- Tamanho partículas: 25 micras
- Aplicação: Supra gengival e Subgengival
  Material: Glicina
- Livre de flúor
- 2 frascos de 160g



# **Endodontia**

## Kit Endodontia





## **Endo-Mate DT2**

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

#### **ENDO-MATE DT2**

REF. Y1004230

- Seleção de 9 programas ajustáveis
- Peça de mão leve e confortável
- Controlo de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande visor LCD
- Função auto-reverse





## **iPexII**

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANÇADO

#### iPexII

REF. Y1002208

- Medição de canal radicular de alta precisão
- Controlador **SmartLogic** de nova geração
- Três sinais acústicos com base na localização da lima no canal radicular
- Grande visor LCD tricolor





## **Endo-Mate TC2**

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

#### Endo-Mate TC2

- Sem fios
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Controlo de torque
- Função auto-reverse com sinal acústico







## Quais são as vantagens do Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?

As Turbinas e Contra Ângulos NSK vão para além de serem meros instrumentos de trabalho eficientes e fiáveis; representam uma síntese avançada de tecnologia e inovação. Cada médico dentista tem esta noção e utiliza-os como uma extensão natural das suas próprias mãos e competências. Por esta razão, tratamos cada operação de manutenção com o máximo cuidado.

Mas o que significa especificamente optar pelo Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?



#### VELOCIDADE

Nas horas seguintes à confirmação do orçamento, o instrumento é reparado, lubrificado e esterilizado em 24/48 horas.



#### **PROFISSIONALISMO**

Confie as suas ferramentas a uma equipa experiente e qualificada que conhece todos os produtos NSK a fundo e sabe como garantir que funcionem como novos.



#### **FIABILIDADE**

Pode ter a certeza de que apenas peças de substituição originais serão utilizadas. Os instrumentos NSK possuem uma mecânica irrepreensível gracas ao

mecânica irrepreensível graças ao exaustivo trabalho de I&D. Desconfie das imitações e dos produtos de baixa qualidade!



#### SEGURANÇA

Original significa seguro em todos os aspetos: a utilização de peças não originais implica a perda da certificação do dispositivo médico e anula a garantia. Optar pelo serviço pós-venda NSK é um gesto de cuidado para com os pacientes e uma vantagem para os médicos dentistas que o escolhem.



Digitalize o código QR para obter mais informações

☐ +34 91 626 61 28

sat@nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja,
Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, Espanha

# Laboratório

## **ULTIMATE XL**

MICROMOTOR DE INDUÇÃO

#### SUAVIDADE E POTÊNCIA SEM PRECEDENTES

O líder no mundo dos micromotores de laboratório superou-se uma vez mais. A gama Ultimate evoluiu para conseguir ainda mais suavidade de movimento e maior potência. Devido ao sistema de controlo vectorial de 180º garante um trabalho mais eficiente e sem tensão. A forma da peça de mão desenhada com grande cuidado e tendo sempre em consideração os critérios de ergonomia e funcionalidade. O resultado é uma peça de mão que reduz consideravelmente o cansaço e que facilita o trabalho inclusive com as peças mais delicadas e para longas horas de trabalho. A nova geração Ultimate XL coloca à sua disposição uma nova performance.

#### **ULTIMATE XL TORQUE**

REF. Y141471

- Torque potente e estável de 8,7 Ncm
  Velocidade: 1.000~50.000 min-1
- Peso: 215 gramas (não incluindo o cabo)

#### **ULTIMATE XL COMPACT**

REF. Y141472

- Torque potente e estável de 6,0 Ncm
  Velocidade: 1.000~50.000 min-1
- Peso: 181 gramas (não incluindo o cabo)



## **VOLVERE 17**

MICROMOTOR STANDARD

VOLVERE 17 representa uma nova etapa da NSK no seu esforço constante para colocar à disposição dos técnicos de prótese, os seus micromotores de laboratório de renome mundial. VOLVERE I7, de desenho elegante e compacto, inclui todas as características fundamentais para um laboratório dentário, com uma excelente relação qualidade - preço.

#### **VOLVERE i7**

- Torque potente e estável de 4,1 Ncm
- Velocidade: 1.000~35.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramas (excluindo o cabo)



# Laboratório

## **PRESTO II**

TURBINA PNEUMÁTICA SEM LUBRIFICAÇÃO



#### PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidade: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó





## **PRESTO AQUA II**

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA



#### PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidade: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

2.456€\*



## PRESTO AQUA LUX LED

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA



#### PRESTO AQUA LUX

- Velocidade: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Baixo nível de ruído e vibraçãoExclusivo mecanismo anti pó




## REDE COMERCIAL

## DA NSK DENTAL SPAIN

Para qualquer dúvida ou consulta sobre os produtos NSK Dental, pode contactar com o delegado comercial mais próximo.







## FAÇA O SEU PEDIDO ATRAVÉS DA REDE DE DISTRIBUIDORES DA NSK

# Miguel Ángel Toribio Responsável de Implantologia

☑ toribio@nsk-spain.es

#### Fco. Javier Portela

#### Galicia, Zamora, Palencia e León

☑ portela@nsk-spain.es

**1** +34 645 42 69 12

#### Ana González

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Salamanca, Segovia, Ávila e Valladolid ☑ anagonzalez@nsk-spain.es ☐ +34 603 64 78 06

#### María Jesús Suárez

#### Responsável de Grandes Contas

☑ suarez@nsk-spain.es

**1** +34 636 79 64 64

#### Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria e Asturias

☑ miguelgonzalez@nsk-spain.es

🔲 +34 627 75 92 21

#### Leonardo Pascual

Málaga, Granada, Jaén, Almería, Ciudad Real, Ceuta, Melilla e Islas Canarias

☑ pascual@nsk-spain.es

D +34 678 72 50 32

#### **Xavier Sentis**

#### Cataluña, Huesca e Zaragoza

☑ sentis@nsk-spain.es

**1** +34 650 29 11 46

#### Gloria Gibbah

Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva e Extremadura

☑ gibbah@nsk-spain.es

1 +34 627 75 93 50

#### Oscar Llorente

Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Albacete e Teruel

☑ Ilorente@nsk-spain.es

+34 678 72 50 03

#### João Paulo Costa

#### Portugal

☑ costa@nsk-spain.es

+351 915 66 32 32

# MANTENHA-SE INFORMADO, FIQUE CONECTADO. ENCONTRE-NOS EM:









#### NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es